

Go Wireless Ersatzakku GW-BAT-100, GW-BAT-250

Die Go Wireless Ersatzakkus mit 100 mAh und 250 mAh sind aufladbare Lithium-Ionen Akkus, die bei einer typischen Verwendung mehrere Jahre halten.

Der Go Wireless 250 mAh passt nur zum Go Wireless Link Interface. Die Sensoren Go Wireless Temp, Go Wireless pH und der Go Wireless Elektrodenverstärker benötigen den Go Wireless 100 mAh Akku.



Unterstützte Geräte für GW-BAT-250

- Go Wireless Link

Unterstützte Geräte für GW-BAT-100


- Go Wireless Temp
- Go Wireless pH
- Go Wireless Elektrodenverstärker

Go Wireless Ersatzakku

Entsorgungshinweise

Die Akkus (GW-BAT-xxx) und Batterien (Knopfzellen CR2025) in unseren Bluetooth-Sensoren Go Wireless haben je nach Gebrauch eine Einsatzdauer von bis zu 2 bis 3 Jahren oder länger.

- Wir empfehlen, diese nach dem Einsatz jeweils nach den nationalen bzw. regionalen Regelungen über Batteriesammelstellen und keinesfalls über den Hausmüll zu entsorgen.
- Für Deutschland gilt seit dem 1. Dezember 2009 ein neues Batteriegesetz welches die Entsorgung verbindlich gesetzlich regelt.



Gewährleistung

Für Batterien und Akkus beträgt die Gewährleistungsdauer ein Jahr.



Im Alleinvertrieb von

heutink.technik

Sitz Adresse:
Heutink Technische Medien GmbH
Brüsseler Str. 1a
49124 Georgsmarienhütte
info@heutink-technik.de

Postanschrift:
Heutink Technische Medien GmbH
Industriepark 14
7021 BL Zelhem
info@heutink.com

Stand 28. Mai 2016